




# **Cordless Water Flosser Kabellose Munddusche**

**Model | Modell: EWF-32**

**User Manual  
Bedienungsanleitung**

**EN** **DE**



**Questions or Concerns? • Fragen oder Probleme?**  
[support.eu@etekcity.com](mailto:support.eu@etekcity.com)

Package Contents	2
Specifications	4
Important Safeguards	6
Function Diagram	8
Controls	9
Using Your Water Flosser	9
Maintenance	10
• Charging the Battery	10
• Cleaning the Water Flosser	11
• Cleaning the Water Tank, Water Hose, and Water Filter	11
• Replacing the Jet Tip	12
• Storage	12
Troubleshooting	13
Warranty Information	14
Customer Support	14

1 x Cordless Water Flosser  
1 x Water Tank (Pre-Installed)  
4 x Standard Jet Tips  
1 x Charging Cable  
1 x User Manual

Lieferumfang	3
Technische Daten	4
Wichtige Sicherheitshinweise	16
Funktionsdiagramm	19
Bedienungstasten	20
Der Gebrauch Ihrer Munddusche	20
Wartung	22
• Akku aufladen	22
• Reinigung der Munddusche	23
• Wassertank, Wasserschlauch und Wasserfilter reinigen	23
• Düsenaufsatz wechseln	24
• Lagerung	24
Problemlösung	25
Garantie	26
Kundendienst	26

- 1 Kabellose Munddusche
- 1 Wassertank (vorinstalliert)
- 4 Standardaufsätze
- 1 Ladekabel
- 1 Benutzerhandbuch



**Español**

**Français**

**Italiano**

<b>Input</b>	USB 5V, 1A
<b>Battery Type</b>	1400mAh Li-ion Battery
<b>Charging Time</b>	4 hours
<b>Water Tank Capacity</b>	300 mL / 10.1 oz
<b>Water Pulse Rate</b>	1400-1800 times/min
<b>Water Pressure</b>	276-724 kPa / 40-105 psi
<b>Dimensions</b>	7.3 x 8.2 x 30.2 cm / 2.9 x 3.2 x 11.9 in
<b>Weight</b>	0.3 kg / 0.7 lb
<b>Automatic Shutoff</b>	2 minutes

<b>Eingang</b>	USB 5 V, 1 A
<b>Akkutyp</b>	1400 mAh Lithium-Ionen-Akku
<b>Ladedauer</b>	4 Stunden
<b>Fassungsvermögen des Wassertanks</b>	300 ml / 10,1 oz
<b>Wasserpuls</b>	1400-1800 Impulse/min
<b>Wasserdruck</b>	276-724 kPa / 40-105 psi
<b>Abmessungen</b>	7,3 x 8,2 x 30,2 cm / 2,9 x 3,2 x 11,9 Zoll
<b>Gewicht</b>	0,3 kg / 0,7 lb
<b>Automatisches Abschalten</b>	2 Minuten

## ENGLISH • Cordless Water Flosser EWF-32

---

**Thank you** for purchasing the **Cordless Water Flosser** by Etekcity.

If you have any questions or concerns, please reach out to our helpful Customer Support Team at **support.eu@etekcity.com**.

We hope you enjoy your new cordless water flosser!

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, these basic safety precautions should **always** be followed:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER:** To reduce the risk of electrocution while charging:

- **Do not** handle charging cable with wet hands.
- **Do not** submerge or drop the charging cable or water flosser in water or other liquid while it is charging.
- **Do not** use while bathing.
- **Do not** place or store the water flosser where it can fall or be pulled into a tub, shower stall, or sink.
- **Do not** reach for the water flosser if it has fallen into water. Unplug the charging cable immediately if it is plugged in.
- Check the charging cable for damage before using. **Never** use a damaged charging cable to charge the water flosser.

**WARNING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:


- **Do not** plug the charging cable into a voltage system that is different from the voltage system specified in **Specifications** (see page 2).
- **Do not** use this water flosser if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly. Contact **Customer Support** (see page 14).
- **Do not** direct water under the tongue, into the ear, nose, or other delicate areas. This water flosser is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Use the water flosser **only** as indicated in these instructions and as recommended by your dental professional.
- Depending on your gums' health, your gums may bleed the first few times you use the water flosser. This is normal for any type of flossing. If bleeding is excessive or continues after 2 weeks, see a dental professional.
- Fill the water tank with water or other solutions recommended by dental professionals **only**.

- **Do not** drop or insert any foreign object into any opening on the water flosser.
- Keep the charging cable and water flosser away from heated surfaces.
- **Do not** use where oxygen or aerosol sprays are being used.
- **Do not** use mouthwash or rinse that contains iodine, bleach, or essential oils with the water flosser.
- **Do not** use the water flosser while wearing any oral jewellery. Remove them prior to use.
- **Do not** use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician advised you to use antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using your water flosser or any other oral hygiene aid.
- Close supervision is necessary when the water flosser is used by children, invalids, or disabled persons.
- **Do not** allow children to play with the water flosser.
- **Only** use the provided charging cable to charge the battery.
- This water flosser contains batteries that are non-replaceable.
- Not for commercial use. Household use **only**.

**SAVE THESE  
INSTRUCTIONS**



## Function Diagram

- A. Jet Tip
- B. Jet Tip Port
- C. Tip Release Button
- D. On/Off Button
- E. Mode Selection Button
- F. Normal
- G. Soft
- H. Pulse
- I. Battery Level Indicator
- J. Port Plug
- K. Charging Port
- L. Anti-Slip Grip
- M. Water Filter
- N. Water Hose
- O. Charging Cable
- P. Water Tank
- Q. Water Tank Lid





## Controls

-  : Releases jet tip from water flosser.
-  : Turns the water flosser on or off.
- M** : Cycles through Normal, Soft, and Pulse modes. You can change the mode at any time, including when the water flosser is off.




Figure 1.1





Figure 1.2


## Using Your Water Flosser

### Note:

- Before first use, fully charge the water flosser (see **Charging the Battery**, page 10).
- Use Soft mode for the first 2 weeks to allow your gums to get used to the water flosser. If bleeding continues after 2 weeks, see a dental professional.

1. Insert the jet tip securely into the jet tip port. You will hear it click into place.
2. Make sure the water flosser is off and the port plug is covering the charging port. Open the water tank lid and fill the water tank with tap water. Press the lid closed firmly.
3. Press **M** to select the water pressure mode.
4. Point the jet tip at the gumline of your back teeth and slightly close your mouth to prevent water from spraying out. Lean over a sink and press and hold  for 1 second to turn the water flosser on [Figure 1.1]. Let water flow into the sink.
5. Slide the water stream along the outside of your gums. Pause between the teeth to remove any plaque or food particles [Figure 1.2].

## Using Your Water Flosser (Cont.)

- Repeat along the inside of your gums, until all teeth are fully cleaned [Figure 1.3].
- Press  to turn the water flosser off.

### Note:

- The jet tip can be rotated 360° to adjust the direction of the water flow.
- You can switch between the 3 water pressure modes at any time.
- The water flosser will automatically shut off after 2 minutes.
- The water flosser will remember your last used water pressure.
- Water may sometimes leak from the sides of the water tank. This is normal.





Figure 1.3

## Maintenance

### Charging the Battery

The water flosser comes with a rechargeable Li-ion battery inside. Use the included charging cable to charge the water flosser.  will turn red when it's time to recharge the battery.

- Insert the USB charging cable into the charging port on the water flosser [Figure 2.1].









Figure 2.1

- Plug the USB charging cable into a DC 5V adapter and plug into an outlet. You can also plug the cable into a powered USB outlet.
- Charging may take up to 4 hours. The water flosser is fully charged when  turns green.

**Note:**

- **Do not** use the water flosser while it is charging.
- To maximise battery life, recharge the battery whenever  turns red.
-  indicates the water flosser has a full battery,  indicates the battery is at half power, and  indicates the water flosser must be recharged.
- The water flosser includes a lithium battery that cannot be replaced. Towards the end of the battery life, please recycle at your local recycling centre.

## Cleaning the Water Flosser

1. Turn the water flosser off.
2. Fill the water tank with clean water and allow it to run until the water tank is empty.
3. If necessary, rinse the water flosser under clean running water.
4. Dry with a soft cloth.



Figure 3.1

## Cleaning the Water Tank, Water Hose, and Water Filter


1. Turn the water flosser off and turn the water tank to the  position [Figure 3.1].
2. Gently pull off the water hose and filter from the water flosser [Figure 3.2].
3. Rinse under clean water or clean with a toothbrush or soft cloth.
4. Optionally, you can remove the water filter by gently pulling it off with a fingernail or the flat end of a toothpick [Figure 3.3]. Clean the filter with a toothbrush or soft cloth and rinse.
5. Dry all parts with a clean cloth.



Figure 3.2





Figure 3.3

## Replacing the Jet Tip

We recommend replacing the jet tip every 3 months. Press ▲ and discard the old jet tip before replacing with a new jet tip.

**Note:** To maintain the performance of your water flosser, **only** use official Etekcity jet tips. To buy replacement jet tips, go to Amazon and search [ASIN].

## Storage

1. Turn the water flosser off and empty the water tank. Wipe dry.
2. Press ▲ and pull the jet tip away from the water flosser.
3. Twist the water tank so the line is on .
4. Place the jet tip inside the water tank and screw the water tank back onto the water flosser so the line is on .
5. Store in a cool, dry area.

### Note:

- Fully charge the water flosser before storing for long periods of time.
- **Do not** store near chemicals or corrosive gases. **Do not** leave the water flosser exposed to any chemical solvent, lint, or dust.
- Keep away from heat sources and direct sunlight.

## Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Area between the jet tip and the jet tip port leaks water.	Make sure jet tip is properly installed.
	Contact <b>Customer Support</b> (see page 14).
Water tank leaks water.	Make sure the water tank is securely in place.
Water pressure is too low.	Recharge the battery (see <b>Charging the Battery</b> , page 10).
	Clean the water flosser and jet tip (see <b>Cleaning the Water Flosser</b> , page 9).
	If the pressure is on Soft, increase the water pressure to Normal (see <b>Using Your Water Flosser</b> , page 9).
	Replace the jet tip (see <b>Replacing the Jet Tip</b> , page 12).
Water flosser doesn't turn on.	Recharge the battery (see <b>Charging the Battery</b> , page 10).
Water flosser doesn't release water.	Clean the water filter (see <b>Cleaning the Water Tank, Water Hose, and Water Filter</b> , page 11).
Water leaks from the sides of the water tank.	Because the water tank and main body of the water flosser are not completely sealed, water may leak from the sides. This is normal.

**If your problem is not listed**, please contact **Customer Support** (see page 14).

## Warranty Information

### TERMS & POLICY

Etekcitec Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service for 2 years, effective from the date of purchase to the end of the warranty period. Warranty lengths may vary between product categories.

Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is our goal!

## Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

### Customer Support

**Etekcitec Corporation**  
1202 N. Miller St., Suite A  
Anaheim, CA 92806  
USA

**Email:** [support.eu@etekcity.com](mailto:support.eu@etekcity.com)

*\*Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.*

## DEUTSCH • Munddusche EWF-32

---

**Vielen Dank**, dass Sie sich für die **kabellose Munddusche** von Etekcity entschieden haben.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienstteam unter **support.eu@etekcity.com**. Wir hoffen, dass Sie Freude an Ihrer neuen kabellosen Munddusche haben!

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind vor allem in Gegenwart von Kindern **stets** folgende Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen:

## LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

**WARNUNG:** Um das Risiko von Stromschlägen während des Aufladens zu vermeiden:

- Berühren Sie den Netzadapter **nicht** mit feuchten Händen.
- Tauchen Sie das Ladekabel oder die Munddusche während des Ladens **nicht** in Wasser oder Flüssigkeiten und lassen Sie das Ladekabel und die Munddusche nicht in Wasser oder Flüssigkeiten fallen.
- Verwenden Sie die Munddusche **nicht** während des Badens.
- Bewahren Sie die Munddusche **nicht** an einem Ort auf, wo sie in die Badewanne, die Duschkabine oder ein Waschbecken fallen könnte.
- Versuchen Sie **nicht** die Munddusche herauszufischen, falls sie ins Wasser fällt. Ziehen Sie sofort den Stecker, falls sie an eine Steckdose angeschlossen war.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Ladekabel beschädigt ist. Verwenden Sie **niemals** ein beschädigtes Ladekabel, um die Munddusche aufzuladen.



**WARNUNG:** Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Verletzungen zu vermeiden:


- Schließen Sie das Ladekabel **nicht** an eine andere als die unter **Technische Daten** (siehe Seite 4) angegebene Stromversorgung an.
- Benutzen Sie diese Munddusche **nicht**, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 26).
- Richten Sie den Wasserstrahl **nicht** unter die Zunge, in die Ohren, Nase oder andere empfindliche Bereiche. Der mit dieser Munddusche erzeugte Wasserdruck kann empfindlichen Körperteilen ernsthaften Schaden zufügen.
- Verwenden Sie die Munddusche **nur** wie in dieser Gebrauchsanweisung oder von zahnärztlichem Fachpersonal empfohlen.
- Je nachdem, wie gesund Ihr Zahnfleisch ist, kann dieses beim Gebrauch der Munddusche anfangs bluten. Das ist beim Verwenden von Zahnseide oder Mundduschen ganz normal. Bei sehr starkem Zahnfleischbluten oder falls dieses mehr als 2 Wochen lang unvermindert auftritt, sollten Sie Ihren Zahnarzt zurate ziehen.
- Befüllen Sie den Wassertank **nur** mit Wasser oder von zahnärztlichen Fachkräften empfohlenen Mundspülungen.
- Führen Sie **niemals** Fremdkörper in eine der Öffnungen der Munddusche ein.
- Halten Sie das Ladekabel und die Munddusche von Hitzequellen und beheizten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht** in der Nähe von Sauerstoff oder Aerosolen (Sprays).
- Verwenden Sie in dieser Munddusche **keine** Mundspülungen oder Lösungen, die Jod, Bleichmittel oder ätherische Öle enthalten.
- Verwenden Sie die Munddusche **nicht**, wenn Sie Zahn- oder Mundschmuck tragen. Entfernen Sie diesen vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie die Munddusche **nicht** bei offenen Wunden an Zunge oder Mund.
- Wenn Sie in Verbindung mit zahnmedizinischen Eingriffen mit Antibiotika behandelt werden, fragen Sie Ihren Zahnarzt vor dem Gebrauch, ob Sie die Munddusche oder andere Mundhygienegeräte verwenden dürfen.

- Kinder, Invaliden oder Behinderte sollten beim Gebrauch der Munddusche streng beaufsichtigt werden.
- Erlauben Sie es Kindern **nicht**, mit der Munddusche zu spielen.
- Verwenden Sie **nur** das mitgelieferte Ladegerät, um den Akku aufzuladen.
- Der Akku dieser Munddusche kann nicht ausgetauscht werden.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

**DIESE ANWEISUNGEN  
BITTE AUFBEWAHREN**

# Funktionsdiagramm

- A. Düsenaufsatz
- B. Aufstecköffnung
- C. Düsenauswurf-taste
- D. Ein-/Aus-Taste
- E. Stufenregeltaste
- F. Normal (Normal)
- G. Soft (Leicht)
- H. Pulse (Pulsierend)
- I. Akkuanzeige
- J. Anschlussdeckel
- K. Ladeanschluss
- L. Rutschfester Griff
- M. Wasserfilter
- N. Wasserschlauch
- O. Ladekabel
- P. Wassertank
- Q. Wassertankdeckel



## Bedienungstasten

- ▲ : Zum Entriegeln des Düsenaufsatzes.
- ⏻ : Ein- und Ausschaltknopf der Munddusche.
- M** : Zur Auswahl der Betriebsstufen Normal (Normal), Soft (Leicht) und Pulse (Pulsierend). Die Betriebsstufe kann jederzeit geändert werden, selbst wenn die Munddusche ausgeschaltet ist.

## Der Gebrauch Ihrer Munddusche

### Hinweis:

- *Laden Sie die Munddusche vor dem ersten Gebrauch komplett auf (siehe **Akku aufladen**, Seite 22).*
- *Verwenden Sie die Munddusche in den ersten 2 Wochen auf der Stufe Soft (Leicht), damit sich Ihr Zahnfleisch an die Munddusche gewöhnen kann. Falls Ihr Zahnfleisch auch nach 2 Wochen weiterhin blutet, sollten Sie Ihren Zahnarzt zurate ziehen.*

1. Bringen Sie den Düsenaufsatz sicher am Gerät an. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Munddusche ausgeschaltet und der Ladeanschluss mit dem Anschlussstecker verschlossen ist. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und befüllen Sie den Wassertank mit Leitungswasser. Drücken Sie den Deckel fest nach unten.
3. Drücken Sie **M** und wählen Sie die gewünschte Betriebsstufe.
4. Lenken Sie den Wasserstrahl auf das Zahnfleisch an Ihren Backenzähnen und schließen Sie den Mund etwas, um zu verhindern, dass das Wasser herausprüht. Beugen Sie sich über das Waschbecken und halten Sie ⏻ eine Sekunde lang gedrückt, um die Munddusche einzuschalten [Abbildung 1.1]. Lassen Sie das Wasser ins Waschbecken fließen.




Abbildung 1.1

## Der Gebrauch Ihrer Munddusche (Forts.)

5. Führen Sie nun den Wasserstrahl außen an Ihrem Zahnfleisch entlang. Führen Sie den Wasserstrahl langsam durch die Zahnzwischenräume, um Zahnbelag und Essensreste zu entfernen [Abbildung 1.2].





Abbildung 1.2

6. Wiederholen Sie die Reinigung nun an allen Zähnen auf der Innenseite des Gaumens [Abbildung 1.3].
7. Drücken Sie , um die Munddusche auszuschalten.

### Hinweis:

- Der Düsenaufsatz kann zur Lenkung des Wasserstrahls um 360° gedreht werden.
- Sie können jederzeit zwischen den drei Betriebsstufen wechseln.
- Nach 2 Minuten Betrieb schaltet sich die Munddusche automatisch aus.
- Beim nächsten Einschalten wird der Betrieb mit der zuletzt gewählten Stufe fortgesetzt.
- Gelegentlich kann Wasser seitlich am Wassertank austreten. Dies ist normal.




Abbildung 1.3

## Wartung

### Akku aufladen

Diese Munddusche verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss, leuchtet **|||||** rot. Zum erneuten Aufladen verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss der Munddusche [Abbildung 2.1].




Abbildung 2.1

2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem 5-V-Gleichstromadapter (DC) und schließen Sie diesen an eine Steckdose an. Sie können das Kabel auch an einen mit Strom versorgten USB-Stecker anschließen.

3. Das vollständige Aufladen dauert bis zu 4 Stunden. Wenn die Munddusche vollständig aufgeladen ist, leuchtet **|||||** grün.

#### Hinweis:

- Verwenden Sie die Munddusche **nicht**, während der Akku aufgeladen wird.
- Für eine optimale Akkulebensdauer laden Sie den Akku stets auf, wenn **|||||** rot leuchtet.
- **|||||** zeigt an, dass der Akku voll aufgeladen ist, **|||||** zeigt einen halben Akkuladestand an und **|||||** weist darauf hin, dass der Akku wieder aufgeladen werden muss.
- Die Munddusche ist mit einem Lithium-Akku versehen, der nicht ausgetauscht werden kann. Bitte entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Reinigung der Munddusche

1. Schalten Sie die Munddusche aus.
2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser und lassen Sie es durchlaufen bis der Tank leer ist.
3. Spülen Sie die Munddusche bei Bedarf mit sauberem Leitungswasser ab.
4. Trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.



Abbildung 3.1



Abbildung 3.2

## Wassertank, Wasserschlauch und Wasserfilter reinigen



1. Schalten Sie die Munddusche aus und drehen Sie den Wassertank in die Position  [Abbildung 3.1].
2. Ziehen Sie den Wasserschlauch und den Filter vorsichtig von der Munddusche [Abbildung 3.2].
3. Spülen Sie alles gründlich mit reinem Leitungswasser ab oder reinigen Sie es mit einer Zahnbürste oder einem weichen Tuch.
4. Alternativ dazu können Sie den Wasserfilter auch vorsichtig mit einem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Zahnstochers lösen [Abbildung 3.3]. Reinigen Sie den Filter mit einer Zahnbürste oder einem weichen Tuch und spülen Sie ihn aus.
5. Trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch.






Abbildung 3.3

## Düsenaufsatz wechseln

Wir empfehlen, den Düsenaufsatz alle 3 Monate zu wechseln. Drücken Sie auf  und werfen Sie den alten Düsenaufsatz aus, bevor Sie ihn ersetzen.

**Hinweis:** Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Etekcity-Düsenaufsätze für Ihre Munddusche. Ersatzdüsen können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **[ASIN]**.

## Lagerung

1. Schalten Sie die Munddusche aus und leeren Sie den Wassertank. Trocknen Sie die Munddusche mit einem weichen Tuch.
2. Drücken Sie  und ziehen Sie den Düsenaufsatz von der Munddusche.
3. Drehen Sie den Wassertank, sodass die Linie auf  zeigt.
4. Legen Sie den Düsenaufsatz in den Wassertank und befestigen Sie den Wassertank wieder an der Munddusche, sodass die Linie auf  weist.
5. Bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf.

### Hinweis:

- *Laden Sie die Munddusche vor einer längeren Lagerung komplett auf.*
- *Lagern Sie sie **nicht** in der Nähe von Chemikalien oder korrosiven Gasen. **Schützen** Sie die Munddusche vor chemischen Lösungsmitteln, Flusen oder Staub.*
- *Halten Sie sie von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.*



## Problemlösung

Problem	Mögliche Abhilfe
Zwischen Düsenaufsatz und Aufstecköffnung tritt Wasser aus.	Achten Sie darauf, dass der Düsenaufsatz korrekt angebracht wurde.
	Wenden Sie sich an unseren <b>Kundendienst</b> (siehe Seite 26).
Es tritt Wasser aus dem Wassertank aus.	Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank sicher angebracht ist.
Der Wasserdruck ist zu gering.	Laden Sie den Akku auf (siehe <b>Akku aufladen</b> , Seite 22).
	Reinigen Sie die Munddusche und den Düsenaufsatz (siehe <b>Reinigung der Munddusche</b> , Seite 23).
	Wenn die Betriebsstufe Soft (Leicht) eingestellt ist, wechseln Sie zur Stufe Normal (Normal) (siehe <b>Der Gebrauch Ihrer Munddusche</b> , Seite 20).
	Tauschen Sie den Düsenaufsatz aus (siehe <b>Düsenaufsatz wechseln</b> , Seite 24).
Die Munddusche lässt sich nicht einschalten.	Laden Sie den Akku auf (siehe <b>Akku aufladen</b> , Seite 22).
Es kommt kein Wasser aus der Munddusche.	Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe <b>Wassertank, Wasserschlauch und Wasserfilter reinigen</b> , Seite 23).
Seitlich am Tank tritt Wasser aus.	Weil der Wassertank und das Oberteil der Munddusche nicht komplett abgedichtet sind, kann seitlich am Tank Wasser austreten. Dies ist normal.

**Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,** kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst** (siehe Seite 26).

# Garantie

## GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Etekciti Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt werden und übernimmt die Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiefrist ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich.

Bei Fragen zu oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

## Kundendienst

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

### Kundendienst

**Etekciti Corporation**  
1202 N. Miller St., Suite A  
Anaheim, CA 92806  
USA

**E-Mail:** [support.eu@etekcity.com](mailto:support.eu@etekcity.com)

*\*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.*

**Connect with us @EtekcitYUK**  
**Verbinden Sie sich mit uns**  
**@EtekcitYGermany**



