

Shiatsu Massager

Model No.: EM-SH7


EN

DE

FR

ES

IT



EN

Function Diagram	3
Safety Information	4
Set Up	4
Operation	5
Maintenance	5
Specifications	6
Warranty	6

DE

Funktionsverlaufsanzeige	7
Sicherheitshinweise	8
Einrichtung	8
Bedienung	9
Pflege	9
Spezifikationen	10
Garantie Informationen	10

FR

Diagramme de Fonction	11
Informations de Sécurité	12
Mise en Service	13
Opération	13
Entretien	13
Spécifications	14
Informations de Garantie	14

ES

Diagrama de Función	15
Información De Seguridad	16
Configuración	16
Operación	17
Mantenimiento	17
Especificaciones	18
Información de Garantía	18

IT

Diagramma di Funzionamento	19
Informazioni sulla sicurezza	20
Impostazione	20
Operazione	21
Manutenzione	21
Specificazione	22
Informazione sulla Garanzia	22





English

Shiatsu Massager

Model No.: EM-SH7

Function Diagram

1. Massager housing
2. Massager nodes
3. Power/Reverse button
4. Speed/Heat button
5. Adjustable strap
6. Power cord connector
7. AC adapter
8. Pillow Cover
9. DC car adapter



Safety Information

IMPORTANT: Please read and comply with all of the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the instructions and warnings provided herein may result in inaccurate results and/or damage to the product itself.

- **DO NOT** immerse the massager in water or any other liquids.
- **DO NOT** use the device in wet or moist conditions.
- **DO NOT** operate the device if the power cord or AC adapter is damaged.
- Keep power cord and AC adapter away from heated surfaces.
- **DO NOT** use the massager under a blanket or pillow; excessive heating may occur and can possibly cause fire, electric shock, or injury.
- **DO NOT** use the massager in bed or while sleeping.
- **DO NOT** use outdoors.
- **DO NOT** stand or sit on the massager.
- **DO NOT** use metal pins or fasteners with this appliance.
- Always unplug the massager when not in use.
- Adult supervision is necessary when the device is being used near or by children.
- **DO NOT** use this product directly on swollen or inflamed areas.
- **DO NOT** use this product for more than 20 minutes at a time.
- Extensive use of the warming function may overheat the massager and shorten its life span. If the massager

overheats, discontinue use and allow it to completely cool before resuming use.

- To reduce the risk of electric shock, **DO NOT** remove the housing cover.
- Any individual who is pregnant, has a pacemaker, suffers from diabetes, phlebitis, and/or thrombosis, or is at an increased risk of developing blood clots due to recent surgery, should consult his/her physician before using a massaging device designed for home use.
- **DO NOT** use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on sensitive skin or on a person with poor blood circulation.

Set Up

1. Remove the massager and the AC adapter from their packaging.
2. Place the pillow cover over the massager.
3. Attach the massager to an the desired chair using the adjustable strap; there are three adjustment levels for the strap.
4. Position the massager to your desired level on the chair.
5. Connect the AC adapter to the power cord connector.

NOTE: This device can be used in automobiles. Connect the DC car adapter to the power cord connector, then plug the DC car adapter into the power outlet in your car.




Operation

1. Press the Power/Reverse button to turn on the massager with heating. The massage nodes will change direction every 60 seconds.
2. Press the Power/Reverse button to reverse the direction of the massage nodes.
3. Press the Speed/Heat button once to increase or decrease the speed of the massage nodes.
4. Press and hold the Speed/Heat button for 3 seconds to turn on or turn off the warming function in the massager.
5. Press and hold the Power/Reverse button for 3 seconds to turn off the massager.

NOTE:

- The device shuts off automatically after 20 minutes.
- It is recommended to leave the device off for at least 30 minutes before the next use.



Maintenance

1. Unplug the massager, allow the unit to cool before cleaning.
2. Remove the pillow cover, wash and dry it.
3. Wipe down the massager with a dry clean cloth.
4. **DO NOT** immerse the massager in water or liquid detergents.
5. If necessary, wipe down the massager with a clean, damp cloth and dry immediately with a soft, dry cloth.
6. **DO NOT** attempt to repair the massager. Contact customer service if the massager malfunctions or is in need of repair.
7. Store the massager in a cool, dry place away from sharp edges or pointed objects when not in use.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, **DO NOT** remove the housing cover.

Specifications

AC Adapter Input	AC 100-240V / 50-60Hz
DC Car Adapter Output	DC 12V
Rated Power	24W
Size	13.3 x 4.3 x 8.6 in (340 x 110 x 220 mm)

Package Contents

- 1 x Shiatsu massager
- 1 x AC adapter
- 1 x Pillow cover
- 1 x DC car adapter
- 1 x User manual

Warranty

Terms & Policy

Etekcitec warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a minimum of 2 years, effective from the date of purchase. Warranty lengths may vary between product categories.

Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is ours!

Email: support.eu@etekcity.com

*Please have your order ID number ready before contacting customer support.





Deutsch

Shiatsu Massagegerät

Model No.: EM-SH7

Funktionsverlaufsanzeige

1. Gehäuse
2. Massagepunkten
3. Power / Rückwärts-Taste
4. Geschwindigkeit/ Wärme-Taste
5. Verstellbares Band
6. Netzkabelanschluss
7. Wechselstromadapter
8. Kissenbezug
9. DC Auto-Adapter



Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT** in nassen oder feuchten Bedingungen.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, falls das Netzkabel oder das Netzteil beschädigt ist.
- Halten Sie das Netzkabel und das Netzteil von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Massagegerät **NICHT** unter eine Decke oder Kissen; übermäßige Erwärmung kann auftreten und kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Massagegerät im Bett oder während des Schlafes **NICHT**.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Außenbereich.
- Stehen oder sitzen Sie auf dem Massagegerät **NICHT**.
- Verwenden Sie keine Metallstifte oder Befestigungselemente mit diesem Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät immer vom Netz, sobald Sie es nicht benutzen.
- Beaufsichtigung durch Erwachsene ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe oder von Kindern benutzt wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen **NICHT**.
- Betreiben Sie das Gerät nicht für mehr als 20 Minuten am Stück.
- Umfangreiche Verwendung der Wärmefunktion kann das Massagegerät überhitzen und seine Lebensdauer verkürzen. Wenn das Massagegerät überhitzt, den

Gebrauch aufhören und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie ihn weiter benutzen.

- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf die Abdeckung nicht entfernt werden.
- Jede Person, die schwanger ist, einen Herzschrittmacher hat, an Diabetes, Venenentzündung und / oder Thrombose leidet, oder das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln aufgrund der jüngsten Operation entwickeln, sollten ihren / seinen Arzt konsultieren, bevor die Benutzung eines Massagegerät zu Hause.
- **NICHT** verwenden auf: Kleinkinder, Körperbehinderter oder auf eine schlafende oder bewusstlose Person. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindliche Haut oder auf eine Person mit schlechter Durchblutung.

Einrichtung

1. Entfernen Sie das Massagegerät und das Netzteil aus der Verpackung.
2. Setzen Sie den Kissenbezug über das Massagegerät.
3. Befestigen Sie das Massagegerät auf ein Büro- oder Schreibtischstuhl mit dem verstellbaren Band; es gibt für den Band drei Einstellmöglichkeiten.
4. Platzieren Sie das Massagegerät auf die gewünschte Ebene auf dem Stuhl.
5. Schließen Sie das Netzteil an den Netzkabelanschluss an.


HINWEIS: Dieses Gerät kann in Kraftfahrzeugen verwendet werden. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie das andere Ende mit dem DC-Eingang am Gerät.

Bedienung

1. Drücken Sie den Ein- / Rückwärts-Taste, um den Massagegerät mit Heizung einzuschalten. Die Massagepunkte werden die Richtung alle 60 Sekunden wechseln.
2. Drücken Sie den Ein- / Rückwärts-Taste um die Richtung die Massagepunkte zu ändern.
3. Drücken Sie die Geschwindigkeit / Wärme-Taste einmal um die Geschwindigkeit die Massagepunkte zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drücken und halten Sie die Geschwindigkeit / Wärme-Taste 3 Sekunden um die wärmende Funktion einzuschalten oder auszuschalten.
5. Drücken und halten Sie den Ein- / Rückwärts-Taste für 3 Sekunden, um das Massagegerät auszuschalten.

NOTE:

- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 20 Minuten aus.
- Es wird empfohlen, mindestens 30 Minuten vor dem nächsten Gebrauch zu warten.



Pflege

1. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose zum Abkühlen vor der Reinigung.
2. Entfernen Sie den Kissenbezug, waschen und trocknen Sie ihm.
3. Wischen Sie das Massagegerät mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Falls erforderlich, wischen Sie das Massagegerät mit einem sauberen, feuchten Tuch und trocknen Sie alles sofort mit einem weichen, trockenen Tuch.
6. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren! Kontaktieren Sie mit Kundendienst, wenn das Gerät reparaturbedürftig ist.
7. Bewahren Sie das Massagegerät in einem kühlen, trockenen Ort fern von scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

NOTE: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf die Abdeckung nicht entfernt werden.

Spezifikationen

Eingangsspannung des Adapters	AC 100-240V / 50-60Hz
DC Auto-Adapter Ausgang	DC 12V
Nennleistung	24W
Größe	13.3 x 4.3 x 8.6 in (340 x 110 x 220 mm)

Verpackungsinhalt

- 1 x Shiatsu Massagegerät
- 1 x Wechselstrom-Adapter
- 1 x Kissenbezug
- 1 x DC Auto-Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung

Garantie Informationen

Bestimmungen und Richtlinien

Etekcitec garantiert bei allen Produkte, dass wir die höchsten Standards bei den Materialien, der Verarbeitung und beim Service anlegen. Diese Garantie ist gültig für zwei Jahre ab Kaufdatum. Garantiezeiten können zwischen den Produktkategorien variieren. Die konkreten Garantiebedingungen für ihr Produkt können Sie bei der Website www.etekcity.com nachlesen.

Sollten eine Frage oder Probleme im Bezug auf eines unserer neuen Produkte auftreten, dann können Sie jeder Zeit Kontakt mit unserem Kunden-Support Team durch eine E-Mail aufnehmen. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Email: support.eu@etekcity.com

*Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.





Français

Masseur Shiatsu

Numéro de modèle: EM-SH7

Diagramme de Fonction

1. Boîte du masseur
2. Nœuds de masseur
3. Bouton marche/marche arrière
4. Bouton de vitesse/température
5. Courroie réglable
6. Connecteur de câble d'alimentation
7. Adaptateur AC
8. Couverture du coussin
9. Adaptateur DC pour la voiture



Informations de Sécurité

IMPORTANT: Veuillez lire, comprendre, et respecter toutes les instructions données dans ce guide avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions données dans ce guide et/ou l'utilisation de l'appareil de façon autre que ce qui est écrit dans ce guide pourraient entraîner une blessure grave et/ou endommager le produit.

- **NE PAS** immerger l'appareil de massage dans l'eau ou tout autre liquide.
 - **NE PAS** utiliser l'appareil dans des conditions mouillées ou humides.
 - **NE PAS** utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur sont endommagés.
 - Gardez le cordon d'alimentation et adaptateur loin des surfaces chauffées.
 - **NE PAS** utiliser le masseur sous un oreiller ou couverture; un réchauffement excessif peut se produire et peut éventuellement provoquer un incendie, d'électrocution ou des blessures.
 - **NE PAS** utiliser le masseur dans le lit ou pendant le sommeil.
 - **NE PAS** utiliser à l'extérieur.
 - **NE PAS** tenir ou s'asseoir sur le masseur.
 - **NE PAS** utiliser de broches métalliques ou des attaches avec cet appareil.
 - Toujours débrancher l'appareil de massage quand pas en service.
 - Surveillance d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité ou par les enfants.
- **NE PAS** utiliser ce produit directement sur zones enflées ou enflammées.
 - **NE PAS** utiliser ce produit pendant plus de 20 minutes.
 - Un usage intensif de la fonction de réchauffement pourrait surchauffer le masseur et raccourcir sa durée de vie. En cas de surchauffe de l'appareil de massage, cessez l'utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de reprendre l'utilisation.
 - Pour réduire le risque d'électrocution, **NE PAS** enlever le couvercle du boîtier.
 - Tout individuel qui est enceinte, a un stimulateur cardiaque, souffre de diabète, phlébite ou thrombose, ou à un risque accru de développer des caillots sanguins en raison d'une opération chirurgicale récente, devrait consulter son médecin avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique.
 - **NE PAS** utiliser sur un nourrisson ou un invalide ou sur une personne endormie ou inconsciente. Ne pas utiliser sur les peaux sensibles ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.

Mise en Service

1. Prendre le masseur et l'adaptateur de l'emballage.
2. Mettre la housse de l'oreiller sur le masseur.
3. Fixer le masseur sur une chaise de bureau ou un bureau à l'aide de la courroie réglable ; il existe trois niveaux de réglage de la courroie.
4. Placez le masseur jusqu'au niveau voulu sur la chaise.
5. Connectez l'adaptateur au connecteur.

REMARQUE: Cet appareil peut être utilisé dans les automobiles. Branchez l'adaptateur de voiture sur le connecteur d'alimentation, puis branchez l'adaptateur de voiture sur une prise de courant dans votre voiture.

Opération

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation/retour pour allumer l'appareil de massage avec chauffage. Les boules de massage vont changer de direction toutes les 60 secondes.
2. Appuyez sur le bouton Power/Reverse pour inverser le sens des massages lymphatiques.
3. Appuyez sur le bouton de vitesse/température une fois pour augmenter ou diminuer la vitesse.
4. Appuyez et maintenez le bouton de vitesse/température pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de réchauffement du masseur.
5. Appuyez et maintenez sur le bouton de puissance/arrière pendant 3 secondes pour éteindre le masseur.

REMARQUE:

- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.
- Il est recommandé de laisser l'appareil hors tension pendant au moins 30 minutes avant la prochaine utilisation.

Entretien

1. Débranchez l'appareil de massage, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Retirez le couverture du coussin, laver et sécher.
3. Essuyer le masseur avec un chiffon propre sec.
4. **NE PAS** immerger l'appareil de massage dans l'eau ou liquide.
5. S'il y a besoin, essuyez le masseur avec un chiffon propre et humide et séché immédiatement avec un chiffon sec.
6. **NE PAS** tenté de réparer l'appareil de massage. Contactez le service clientèle si le masseur fonctionne mal ou a besoin de réparation.
7. Stocker le masseur dans un endroit frais et sec sans arêtes vives ou des objets pointus quand pas en service.

REMARQUE: Pour réduire le risque d'électrocution, **NE PAS** retirer le couvercle du boîtier.

Spécifications

Adaptateur d'alimentation	AC 100-240V / 50-60Hz
Adaptateur voiture	DC 12V
Puissance nominale	24W
Taille	13.3 x 4.3 x 8.6 in (340 x 110 x 220 mm)

Contenu de l'Emballage

- 1 x Appareil de massage shiatsu
- 1 x Adaptateur AC
- 1 x Couverture du coussin
- 1 x Adaptateur DC pour la voiture
- 1 x Manuel d'utilisation

Informations de Garantie

Conditions et Politiques

Etekcitec garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en ce qui concerne les matières utilisées, la fabrication et le service pour un minimum de 2 ans, à compter de la date d'achat. La durée de la garantie peut varier selon les catégories de produits. Pour connaître les modalités spécifiques de la garantie, veuillez visiter notre web site à (insert link).

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe serviable et efficace de soutien à la clientèle. Votre satisfaction est la nôtre!

Email: support.eu@etekcity.com

*Munissez-vous de votre numéro d'identification de commande avant de contacter le service clientèle.





Español

Masajeador Shiatsu

Modelo No.: EM-SH7

Diagrama de Función

1. Masajeador De Vivienda
2. Nodos Masajeadores
3. Botón de Potencia/Inversión
4. Botón de Velocidad/Temperatura
5. Correa Ajustable
6. Conector del Cable de Alimentación
7. Adaptador de CA
8. Funda de Almohada
9. Adaptador DC de Coche



Información de Seguridad

IMPORTANTE: Por favor lea, comprenda y cumpla con todas las instrucciones proporcionadas en este manual antes de usar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual y/o el uso del dispositivo en formas que no sean las mencionadas en este manual puede resultar en lesión grave y/o daño al producto.

- **NO** sumerja al masajeador en agua u otros líquidos.
- **NO** utilice el dispositivo en condiciones mojadas o húmedas.
- **NO** haga funcionar el aparato si está dañado el cable o el adaptador de CA.
- Mantenga el cable de alimentación y adaptador de CA lejos de superficies calientes.
- **NO** utilice al masajeador bajo una almohada o sabana; calentamiento excesivo puede ocurrir y puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones.
- **NO** utilice al masajeador en la cama o mientras duerme.
- **NO** use al aire libre.
- **NO** se pare ni se siente en el masajeador.
- **NO** utilice pines de metal o sujetadores con este aparato.
- Siempre desenchufe al masajeador cuando no esté en uso.
- Supervisión de un adulto es necesaria cuando el dispositivo se está utilizando cerca o por niños.
- **NO** use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas.
- **NO** utilice este producto durante más de 20 minutos a la vez.

- Uso extenso de la función de calentamiento puede sobrecalentar al masajeador y acortar su vida útil. Si se recalienta el masajeador, deje de usarlo y deje que se enfríe completamente antes de volver a usar.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, **NO** quite la cubierta.
- Cualquier persona embarazada, con marcapasos, sufre de diabetes, flebitis o trombosis, o está en mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre debido a la reciente cirugía, deben consultar a su médico antes de usar un dispositivo de masaje diseñado para uso en el hogar.
- **NO** usar en bebés o inválidos o a una persona dormida o inconsciente. No utilice sobre la piel sensible o en una persona con mala circulación sanguínea.

Configuración

1. Quitar el masajeador y el adaptador de CA de su embalaje.
2. Poner la funda de almohada sobre el masajeado.
3. Coloque el masajeador en una silla de oficina o escritorio usando la correa ajustable, hay tres niveles de ajuste de la correa.
4. Coloque el masajeador en el nivel deseado en la silla.
5. Conectar el adaptador de CA al conector de cable de energía.


NOTA: Este dispositivo puede ser utilizado en automóviles. Conecte el adaptador de coche al conector de cable, luego conecte el adaptador de coche a la toma de corriente en su coche.

Operación

1. Apretar el botón de potencia/retroceso para encender el masajeador con calefacción. Los nodos de masaje cambiarán de dirección cada 60 segundos.
2. Presione el botón de potencia/retroceso para invertir la dirección de los nodos de masaje.
3. Presione el botón de velocidad y temperatura para aumentar o disminuir la velocidad de los nodos de masaje.
4. Presione y mantenga el botón de velocidad y temperatura durante 3 segundos para activar o desactivar la función de calentamiento en el masajeador.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón de potencia/retroceso botón durante 3 segundos para apagar el masajeador.

NOTA:

- El dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos.
- Se recomienda dejar el dispositivo durante al menos 30 minutos antes del próximo uso.



Mantenimiento

1. Desconecte el masajeador, permita que la unidad se enfríe antes de limpiarlo.
2. Retire la funda de almohada, lavar y secar.
3. Limpie el masajeador con un paño limpio y seco.
4. **NO** sumerja el masajeador en agua o líquidos detergentes.
5. Si es necesario, limpie el masajeador con un paño limpio y húmedo, después seque inmediatamente con un paño suave seco.
6. **NO** intente reparar al masajeador. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el masajeador funciona mal o necesita reparación.
7. Guarde el masajeador en un lugar fresco y seco lejos de bordes afilados u objetos punzantes cuando no esté en uso.

NOTA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, **NO** quite la cubierta.

Especificaciones

Adaptador de CA	AC 100-240V / 50-60Hz
Adaptador DC de Coche	DC 12V
Potencia Nominal	24W
Tamaño	13.3 x 4.3 x 8.6 in (340 x 110 x 220 mm)

Contenido del Paquete

- 1 x Masajeador Shiatsu
- 1 x Adaptador de CA
- 1 x Funda de Almohada
- 1 x Adaptador DC de coche
- 1 x Manual de Usuario

Información de Garantía

Términos y Política

Eteckcity garantiza que todos los productos sean de la más alta calidad en materiales, fabricación y servicio durante un mínimo de 2 años, efectivo a partir de la fecha de la compra. La duración de la garantía puede variar entre categorías de producto.

Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicial Equipo de Servicio al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra!

Email: support.eu@etekcity.com

*Por favor tenga a la mano su número de identificación de pedido antes de contactar a servicio al cliente.


Italiano

Massaggiatore Shiatsu

Modello No.:EM-SH7

Diagramma di Funzionamento

1. Custodia massaggiatore
2. Nodi del massaggiatore
3. Tasto d'alimentazione/inversione
4. Tasto di velocità/calore
5. Cinghia regolabile
6. Connettore cavo alimentazione
7. Adattatore Elettrico
8. Federa di massaggiatore
9. Attatore DC per auto



Informazione sulla Sicurezza

IMPORTANTE: Si prega di leggere e rispettare tutte le istruzioni e avvertenze fornite da questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Inosservanza delle istruzioni e avvertenze fornite può dare i risultati imprecisi e/o danneggiare il prodotto.

- **NON** immergere il massaggiatore in acqua od in altri liquidi.
- **NON** usare l'apparecchio in condizioni di bagnato od umidità.
- **NON** adoperare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o l'adattatore elettrico siano danneggiati.
- Tenere il cavo di alimentazione e l'adattatore elettrico lontani da superfici riscaldate.
- **NON** usare il massaggiatore sotto coperte o cuscini, potrebbe avvenire un eccessivo riscaldamento che potrebbe anche causare incendi, shock elettrici, o ferite.
- E' necessaria la supervisione di un adulto se l'apparecchio viene adoperato vicino o da bambini.
- **NON** usare questo prodotto direttamente su parti gonfie od infiammate.
- **NON** usare questo prodotto per più di 20 minuti alla volta.
- Un utilizzo esteso della funzione riscaldamento potrebbe surriscaldare il massaggiatore e di conseguenza accorciare la sua vita operativa. Se il massaggiatore si surriscalda, evitare di continuare ad usarlo e lasciate che si raffreddi completamente prima di ricominciare ad usarlo.

- Per ridurre il rischio di uno shock elettrico, **NON** rimuovere la copertura della custodia.
- Qualsiasi donna che sia in cinta, o persona che abbia un cardiostimolatore, che soffra di diabete, flebite, e/o di trombosi, o che abbia sviluppato un rischio sostenuto di coagulazione del sangue a causa di interventi chirurgici recenti, dovrebbe consultare il proprio medico prima di usare un apparecchio per i massaggi destinato al solo uso domestico.
- **NON** usare su infanti od invalidi o su una persona che dorme od ha perso i sensi. Non usare su pelli delicate o su una persona che abbia una circolazione sanguigna non ottimale.

Impostazione

1. Rimuovere il massaggiatore e l'adattatore elettrico dalla confezione.
2. Mettere il federa sopra al massaggiatore.
3. Collegare il massaggiatore ad una sedia in ufficio o ad una della scrivania usando la cinghia regolabile, sono disponibili tre misure per la cinghia.
4. Posizionare il massaggiatore al livello che desiderate sulla sedia.
5. Collegare l'adattatore elettrico al connettore del cavo di alimentazione.


NOTA: Questo apparecchio si può usare in automobile. Collegare l'adattatore DC da auto al connettore del cavo di alimentazione, poi collegare l'adattatore DC da auto alla presa elettrica della vostra auto.

Operazione

1. Premere il tasto Alimentazione/Inversione per accendere il massaggiatore col riscaldamento. I nodi del massaggio cambieranno direzione ogni 60 secondi.
2. Premere il tasto Alimentazione/Inversione per invertire la direzione dei nodi del massaggio.
3. Premere il tasto Velocità/Riscaldamento una volta per aumentare o diminuire la velocità dei nodi del massaggio.
4. Premere e tenere premuto il tasto Velocità/Riscaldamento per 3 secondi per accendere o spegnere la funzione riscaldamento nel massaggiatore.
5. Premere e tenere premuto il tasto Alimentazione/Inversione per 3 secondi per spegnere il massaggiatore.

NOTA:

- Questo apparecchio si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
- Si raccomanda di lasciare l'apparecchio spento per almeno 30 minuti prima di ricominciare ad usarlo.



Manutenzione

1. Scollegare il massaggiatore, lasciando che l'unità si raffreddi prima di pulirla.
2. Rimuovere il copri cuscino, lavarlo ed asciugarlo.
3. Asciugare il massaggiatore con un panno pulito asciutto.
4. **NON** immergere il massaggiatore in acqua od in altri liquidi detergenti.
5. Se necessario, asciugare il massaggiatore con un panno pulito asciutto ed asciugarlo immediatamente con un panno morbido pulito.
6. **NON** cercare di riparare il massaggiatore. Contattare il servizio assistenza clienti se il massaggiatore funzionasse male o se avesse bisogno di essere riparato.
7. Riporre il massaggiatore in un luogo fresco, asciutto lontano da bordi taglienti od oggetti appuntiti se non viene usato.

NOTA: Per ridurre il rischio di uno shock elettrico, **NON** rimuovere la copertura della custodia.

Specificazione

Adattatore Elettrico Ingresso	AC 100-240V / 50-60Hz
Adattatore DC per Auto Uscita	DC 12V
Potenza Stimata	24W
Dimensioni	13.3 x 4.3 x 8.6 in (340 x 110 x 220 mm)

Contenuti della Confezione

- 1 x Massaggiatore Shiatsu
- 1 x Alimentatore elettrico
- 1 x Federa di massaggiatore
- 1 x Aattatore DC per auto
- 1 x Manuale Utente

Informazione sulla Garanzia

Termini e Condizioni

Etekcitiy garantisce che tutti i prodotti sono di alta qualità in termini di materiale, fabbricazione e servizio per un minimo di 2 anni, a partire dalla data di acquisto. La lunghezza della garanzia può variare a seconda delle categorie di prodotti.

Se dovesse riscontrare dei problemi o avere delle domande relative al nuovo prodotto, non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti. La vostra soddisfazione è la nostra!

Email: support.eu@etekcity.com

*Si prega di tener pronto il proprio numero di ordine prima di contattare l'assistenza clienti.



Scan here to join the community!
Visit us at **www.etekcity.com**